


Anti-Rpa2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15927

Artikelnummer: CM0022386



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPA2 (RP-A p32), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Essenziell für die DNA-Replikation und die DNA-Schadensantwort. Ideal für Untersuchungen zur DNA-Reparatur und Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; Replikationsprotein A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6118
GeneID	6118
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-270 von menschlichem RPA2 (NP_002937.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15927
Proteingewicht	29 kDa/30 kDa/38 kDa
Versand	Eisbeutel