


Anti-Rpa32/Rpa2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Artikelnummer: CM0010715



Einführung

Kaninchen monoklonaler RPA32/RPA2 Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Essentiell für DNA-Replikation und Schadensreparatur. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPA32/RPA2 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6118
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend Aminosäuren 1-270 von humanem RPA32/RPA2 (NP_002937.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15927
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel