

Anti-Rpap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ixxw5

Artikelnummer: CM0020294



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes RPAP2 (RNA polymerase II-associated protein 2). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. RPAP2 ist eine CTD-Phosphatase, die an die snRNA-Transkription und die ER-Stress-Signalgebung beteiligt ist. SWISS: Q8IXW5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	Rtr1; C1orf82; RPAP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79871
GenID	79871
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-612 von menschlichem RPAP2 (Q8IXW5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IXW5
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel