


Anti-Rpb1 Ctd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P24928

Artikelnummer: CM0008479



Einführung

Hochwertiger kaninchemonoklonaler Antikörper gegen Rpb1 CTD, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Rpb1 (~217 kDa). Ideal für Studien zur RNA-Polymerase II-Transkriptionsregulation. One-Stop IVD-Bezugsquelle von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rpb1 CTD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hsRPB1; hRPB220
Spezies	Human
Gen-ID	5430
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1611-1710 des humanen Rpb1 CTD entspricht (NP_000928.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteingewicht	217 kDa/64 kDa
Versand	Eisbeutel