


Anti-Rpb3/Polr2C Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Ip, Elisa - P19387

Artikelnummer: CM0020088



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die DNA-abhängige RNA-Polymerase-II-Untereinheit RPB3 (POLR2C). Für WB, IP und ELISA in menschlichen und Mausproben validiert. Geeignet für die Erforschung der Transkription und der RNA-Polymerase II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPB3/POLR2C Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5432
Gen-ID	5432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-275 des menschlichen RPB3/POLR2C (NP_116558.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19387
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku