

Anti-Rpe Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96At9

Artikelnummer: CM0016228



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane Ribulose-Phosphat-3-Epimerase (RPE, Q96AT9). Geeignet für Western Blotting, Immunfluoreszenz und ELISA. Zeigt Reaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erkennt eine erwartete Bande bei 25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPE-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RPE2-1; RPE
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6120
GeneID	6120
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-228 der humanen RPE entspricht (NP_954699.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96AT9
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku