

Anti-Rpe65-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16518

Artikelnummer: CM0022579

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RPE65, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. RPE65 ist eine kritische Isomerohydrolase im Retinoidzyklus und für das Sehvermögen unerlässlich. Ideal für die Erforschung von Netzhauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPE65-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6121
GeneID	6121
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 340-440 des humanen RPE65 (NP_000320.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q16518
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku