

Anti-Rpe65 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q16518

Artikelnummer: CM0025690

Einführung

Kaninchen-Anti-RPE65 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz an Paraffinschnitten (IF-P) und ELISA. Erkennt Retinoid-Isomerohydrolase aus Mensch, Maus und Ratte; ideal für die Forschung am visuellen Zyklus und erblichen Netzhauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPE65 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Spezies	Mensch
Gen-ID	6121
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, entsprechend den Aminosäuren 274-533 des menschlichen RPE65 (NP_000320.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16518
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku