


Anti-Rpf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H7B2

Artikelnummer: CM0023401



Einführung

RPF2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes RPF2, ein Nukleolus-Protein, das an der Montage der großen ribosomalen Untereinheit beteiligt ist. Geeignet für die Ribosomen-Biogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BXDC1; bA397G5.4; RPF2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84154
GenID	84154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-306 von menschlichem RPF2 (NP_115570.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H7B2
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel