


Anti-Rpgr-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92834

Artikelnummer: CM0024606



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPGR (Q92834) gerichtet ist, für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges RPGR, ein für den Zilientransport und die retinale Homöostase kritisches GEF. Ideal für die Seh- und Ziliopathieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPGR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6103
Gen-ID	6103
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem RPGR (NP_001030025.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92834
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel