

Anti-Rpgr Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q92834-6

Artikelnummer: CM0006962

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches RPGR (Isoform 6) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Ziliar- und Netzhauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RPGR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 von menschlichem RPGR enthält. (NP_001030025.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92834-6
Proteinmasse	52 kDa/70 kDa/83 kDa/90 kDa/113 kDa/127 kDa
Versand	Eisbeutel