

Anti-Rpgrip1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - Q96Kn7

Artikelnummer: CM0024081



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPGRIP1 für IF-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf ein Gerüstprotein ab, das für die Photorezeptorfunktion und die ziliäre Lokalisierung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPGRIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; Retinitis pigmentosa GTPase regulator interacting protein 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57096
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1091-1286 von humanem RPGRIP1 (NP_065099.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96KN7
Proteingewicht	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
Versand	Eisbeutel