

Anti-Rph3A (Rabphilin-3A) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2J0

Artikelnummer: CM0029120

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Rabphilin-3A (RPH3A, Exophilin-1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zur Untersuchung der regulierten Exozytose und der synaptischen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPH3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPH3A
Spezies	Mensch
Gen-ID	22895 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem RPH3A (NP_055769.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2J0
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel