

Anti-Rph3Al Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Une2

Artikelnummer: CM0026466

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RPH3AL (NOC2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines RPH3AL, ein Rab-Effektorprotein, das für die regulierte Exozytose in endokrinen und exokrinen Zellen entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPH3AL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	NOC2; RPH3AL
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 161-315 des humanen RPH3AL (NP_008918.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UNE2
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eistasche