


Anti-Rpl10A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Artikelnummer: CM0003695



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RPL10A (60S ribosomales Protein L10a). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Ribosomenfunktion und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL10A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4736
Gen-ID	4736
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-175 von humanem RPL10A (P62906) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62906
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel