

Anti-Rpl10A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Artikelnummer: CM0027989



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RPL10A (ribosomales Protein L10a) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Translations- und Ribosomstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL10A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4736
Gen-ID	4736
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von humanem RPL10A (NP_009035.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62906
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel