


Anti-Rpl11 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P62913

Artikelnummer: CM0015233



Einführung

Der polyklonale Anti-RPL11-Kaninchenantikörper von CamelBio richtet sich gegen das humane ribosomale 60S-Protein L11 (uL5). Er wurde für IF/ICC und ELISA validiert und eignet sich ideal zur Untersuchung der Ribosomenbiogenese, der Translationskontrolle und der p53-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6135
Gen-ID	6135
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-177 des humanen RPL11 (NP_001186731.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P62913
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku