


Anti-Rpl11 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Artikelnummer: CM0005920



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RPL11, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Ribosomenforschung und Studien zum p53-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	L11, uL5, DBA7, GIG34
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6135
GenID	6135
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-178 von RPL11 (NP_000966.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62913
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel