


Anti-Rpl11 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Artikelnummer: CM0030103



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RPL11 (große ribosomale Untereinheit Protein uL5), validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Ribosomenbiogenese, Proteinsynthese und p53-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6135
GenID	6135
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-177 von RPL11 (NP_001186731.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62913
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eispackung