


Anti-Rpl13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Artikelnummer: CM0005171



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RPL13 (eL13) für Western Blotting, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung an Ribosomenproteinen und Knochenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL13 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliae	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6137
Gen-ID	6137
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von menschlichem RPL13 (NP_150254.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26373
Proteinmasse	18 kDa/24 kDa
Versand	Eisbeutel