


Anti-Rpl13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Artikelnummer: CM0026837



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes RPL13 (60S ribosomales Protein L13), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Ribosomen und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6137
GenID	6137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-211 von humanem RPL13 (NP_150254.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26373
Proteinmasse	24 kDa
Versand	Eisbeutel