

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Rpl13A-Antikörper Für Wb, Elisa - P40429

Artikelnummer: CM0018767



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RPL13A (uL13). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur ribosomalen Funktion, Translationsregulation und zum GAIT-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL13A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23521
GeneID	23521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-197 des humanen RPL13A (NP_036555.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40429
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku