


Anti-Rpl14-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50914

Artikelnummer: CM0027687



Einführung

Kaninchen anti-RPL14 polyklonaler Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. 23 kDa ribosomales Protein eL14, Zytoplasma. Rekombinantes Immunogen. Ideal für Studien zur Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9045
GenID	9045
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-215 von menschlichem RPL14 (NP_003964.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50914
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel