


Anti-Rpl18 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07020

Artikelnummer: CM0013068



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RPL18 (60S ribosomales Protein L18). Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Ribosomenbiogenese, Proteinsynthese und Diamond-Blackfan-Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL18 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	L18; eL18; DBA18; RPL18
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6141
Gen-ID	6141
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-188 des humanen RPL18 (NP_000970.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07020
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel