


Anti-Rpl18A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02543

Artikelnummer: CM0023581



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL18A (60S ribosomales Protein L18a/eL20), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogene Spiegel in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Ribosomenbiologie und translationalen Kontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL18A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L18A; eL20; RPL18A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6142
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-176 von humanem RPL18A (NP_000971.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02543
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche