


Anti-Rpl21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P46778

Artikelnummer: CM0017868



Einführung

RPL21-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte RPL21. Nützlich für die Untersuchung der ribosomalen Funktion und der Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L21; eL21; HYPT12; RPL21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6144
GenID	6144
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-160 von menschlichem RPL21 (NP_000973.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/CC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46778
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel