


Anti-Rpl23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62829

Artikelnummer: CM0028856



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes RPL23 (60S ribosomales Protein L23), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Ribosomen-Biologie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L23; uL14; rpL17; RPL23
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9349
GenID	9349
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-140 von humanem RPL23 (NP_000969.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62829
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel