


Anti-Rpl23A Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62750

Artikelnummer: CM0026133



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes RPL23A (60S Ribosomales Protein L23a), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Ribosomenforschung und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RPL23A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6147
GenID	6147
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-156 des humanen RPL23A (NP_000975.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62750
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel