


Anti-Rpl24 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P83731

Artikelnummer: CM0015039



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL24 (Ribosomales Protein L24). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt RPL24 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL24 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6152
GenID	6152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 38-157 des humanen RPL24 (NP_000977.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P83731
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel