


Anti-Rpl26 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P61254

Artikelnummer: CM0009618



Einführung

RPL24 Rabbit mAb ist ein rekombinanter monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte RPL26 (60S ribosomales Protein L26), eine Kernkomponente der großen ribosomalen Untereinheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL26 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	L26; uL24; DBA11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6154
GenID	6154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-145 von menschlichem RPL26 (NP_000978.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61254
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel