

Anti-Rpl26L1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Unx3

Artikelnummer: CM0010495

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RPL26L1 (uL24-ähnlich), detektiert ein 17 kDa ribosomales Protein. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Ribosomen- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL26L1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Spezies	Human
GeneID (Human)	51121
GeneID	51121
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RPL26L1 (Q9UNX3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNX3
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel