

Kaninchen-Poliklonale Anti-Rpl26L1-Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Unx3

Artikelnummer: CM0030884

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen das menschliche RPL26L1 (ribosomales Protein uL24-ähnlich), reaktiv in WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für die Untersuchung von Ribosomenstruktur, Proteinsynthese und uL24-Funktion in der Biologie der großen Untereinheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL26L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51121
Gen-ID	51121
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-145 des menschlichen RPL26L1 (NP_057177.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UNX3
Proteinmolekulargewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel