

Anti-Rpl27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61353

Artikelnummer: CM0013039



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RPL27 (60S ribosomales Protein L27, eL27), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur ribosomalen Prozessierung und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL27 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	L27; eL27; DBA16; RPL27
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6155
Gen-ID	6155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-136 des humanen RPL27 entspricht (NP_000979.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P61353
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel