

Anti-Rpl3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P39023

Artikelnummer: CM0026292



Einführung

Anti-RPL3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Erkennt das große ribosomale Untereinheitenprotein uL3 (RPL3, TARBP-B) von Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Ribosomenmontage und Translation. P39023.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L3; uL3; ASC-1; TARBP-B; RPL3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6122
Gen-ID	6122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von menschlichem RPL3 (NP_000958.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P39023
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel