

Anti-Rpl30 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62888

Artikelnummer: CM0017188



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen das humane Ribosomale Protein L30 (RPL30). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Ribosomen und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L30; eL30; RPL30
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6156
GenID	6156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-115 von humanem RPL30 (NP_000980.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62888
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel