


Anti-Rpl32 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62910

Artikelnummer: CM0013836



Einführung

RPL32-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RPL32. Ideal für Untersuchungen zu ribosomalen Proteinen und zur Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL32-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L32; eL32; PP9932; RPL32
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6161
GeneID	6161
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-135 des humanen RPL32 entspricht (NP_000985.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62910
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku