


Anti-Rpl34 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49207

Artikelnummer: CM0021928



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane ribosomale Protein L34 (RPL34), entwickelt für Anwendungen in WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines eL34 (13 kDa). Ideal für Forschung zu Ribosomen und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL34 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L34; eL34; RPL34
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6164
GenID	6164
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-117 des humanen RPL34 (NP_000986.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49207
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel