

Polyklonaler Anti-Rpl35-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42766

Artikelnummer: CM0020162



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL35 (ribosomales 60S-Protein L35), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Ribosomenforschung und Studien zur Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL35-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	L35; uL29; DBA19; RPL35
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11224
GeneID	11224
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-120 des humanen RPL35 (NP_009140.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42766
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel