

Anti-Rpl36 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3U8

Artikelnummer: CM0029544



Einführung

RPL36 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-RPL36, ein 60S ribosomales Protein eL36. Für Ribosomen- und Translationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL36 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	L36; eL36; RPL36
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25873
Gen-ID	25873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-105 des humanen RPL36 (NP_056229.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3U8
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel