

Polyklonaler Anti-Rpl36Al-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q969Q0

Artikelnummer: CM0017352

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL36AL (60S-ribosomales Protein L36a-ähnlich), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zu ribosomalen Proteinen und zur Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL36AL Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6166
GeneID	6166
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-106 des humanen RPL36AL (NP_000992.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969Q0
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlakku