


Anti-Rpl37 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61927

Artikelnummer: CM0019248



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der spezifisch menschliches 60S-ribosomales Protein L37 (RPL37) erkennt, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Ribosomen- und Proteinsyntheseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL37 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L37; eL37; RPL37
Spezies	Mensch
Gen-ID	6167
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-97 von humanem RPL37 entspricht (NP_000988.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61927
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel