


Anti-Rpl38 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P63173

Artikelnummer: CM0017150



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper spezifisch für das humane Ribosomale Protein L38 (RPL38). Validiert für WB und ELISA, detektiert eine 8 kDa-Bande. Unentbehrlich für Studien zu Ribosomenstruktur, Translation und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L38; eL38; RPL38
Spezies	Mensch
Gen-ID	6169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem RPL38 (NP_000990.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P63173
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel