


Anti-Rpl39-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62891

Artikelnummer: CM0020427



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes RPL39, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Spezifischer Nachweis des 6-kDa-ribosomalen 60S-Proteins L39, ideal für die Erforschung von Ribosomen und Translationsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL39-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6170
GeneID	6170
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-51 des humanen RPL39 (NP_000991.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P62891
Proteingewicht	6 kDa
Versand	Kühlakku