


Anti-Rpl5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46777

Artikelnummer: CM0020676



Einführung

RPL5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Paraffin-Immunhistochemie und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des ribosomalen Proteins L5/uL18.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L5; uL18; MSTP030; PPP1R135; RPL5
Art	Mensch
Gen-ID	6125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-95 des humanen RPL5 (NP_000960.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46777
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku