


Anti-Rpl6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q02878

Artikelnummer: CM0015049



Einführung

RPL6-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Bestandteil der großen ribosomalen Untereinheit, beteiligt an der Proteinsynthese und der Bindung an das HTLV-I-Tax-responsive Element.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6128
GeneID	6128
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 188-288 des menschlichen RPL6 (NP_000961.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02878
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku