


Monoklonaler Anti-Rpl7A Antikörper Für Wb, Elisa - P62424

Artikelnummer: CM0002991



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RPL7A (eL8, SURF3), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu ribosomalen Proteinen im Zytoplasma.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL7A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; PLA-X Polypeptid; RPL7A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem RPL7A (P62424) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62424
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel