

Anti-Rpl7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Artikelnummer: CM0018195



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL7A, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für ribosomale Protein-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Spezies	Human
Gen-ID	6130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-266 von humanem RPL7A (NP_000963.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62424
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Kühltasche