


Anti-Rpl7A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62424

Artikelnummer: CM0016437



Einführung

RPL7A-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist das ribosomale 60S-Protein L7a (eL8), ein wesentlicher Bestandteil der großen ribosomalen Untereinheit und unverzichtbar für die zelluläre Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL7A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L7A; eL8; TRUP; SURF3; RPL7A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6130
Gen-ID	6130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-266 des humanen RPL7A (NP_000963.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62424
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Gelpack