

Anti-Rpl8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62917

Artikelnummer: CM0016693



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen RPL8 (große ribosomale Untereinheit Protein uL2) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ribosomenbiologie und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L8; uL2; RPL8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6132
GenID	6132
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-257 von menschlichem RPL8 (NP_000964.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62917
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel