


Anti-Rpl9 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32969

Artikelnummer: CM0027551



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane ribosomale Protein L9 (RPL9), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zur Ribosomenbiogenese und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RPL9 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	L9; uL6; NPC-A-16; RPL9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6133
Gen-ID	6133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-192 des humanen RPL9 (NP_000652.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P32969
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel